



安徽嘉文仪器装备有限公司

低速离心机系列



JW-1050 立式【脱帽】低速离心机

嘉文离心机整机采用微电脑控制,免维护无碳刷交流变频电机驱动,转速精度高,噪音低;可编程操作;直接设定离心力,使离心数据更加准确与科学。

JW-1050 台式低速离心机广泛适用于:教学、科研、生化制品、医疗检验、食品安全、农产品检测、畜牧与水产检测、微生物、分子化学、环保、质检等行业。

嘉文低速离心机特性:

- ◆微电脑控制,预设:离心力、转速、离心时间且 LED 同步显示
- ◆触摸式键盘设定工作参数,具有离心力专用设定键
- ◆无碳刷交流变频电机驱动,无需保养
- ◆双重门盖门锁系统,启动即上锁,确保运行安全
- ◆差速离心*: 20 种工作程序选择,用户可自由编程、调用其设定的工作参数,避免重复设定,提高工作效率
- ◆15 加速档/15 减降档选择,用户可根据样品需求任意设定升降速度
- ◆具有定速计时(at set rpm)功能;点动即瞬时离心(short spin)功能
- ◆同步设定离心力、转速,且同步显示
- ◆双层钢制结构,离心腔外喷防腐涂层,避免腐蚀性物质侵蚀
- ◆自动平衡,不平衡保护,出错或不平衡时,声音信号提示;
- ◆自动失衡识别,超速保护
- ◆非程序运行时,可任意更改参数,无需停机
- ◆最快升降速时间≤28s
- ◆下沉式排气,安装过滤装置,预防离心过程中气溶胶污染

注: * 差速离心: 用户需提供相应的: 离心时间、离心力或转速

JW-1050 技术参数

型 号	JW-1050
最高转速	5500rpm
最大相对离心力	5400xg
转速精度	± 10rpm
噪音	≤65dB
定时范围	1 ~999min/ 连续 / 点动(瞬时)离心
N01: 水平转子	750ml×4 4200rpm 3648xg
适配器 1【提篮】	500ml×4 250ml×4 100ml×12 50ml×20(▲) 50ml×28(●) 15ml/20ml×56(▲) 15ml(●)×76 5ml×96【真空管】 5ml×148(放免管)
适配器 2【自动脱帽提篮】	真空采血管 x96 支 适合 3ml【75mm 管高】、5ml【100mm 管高】
适配器 3【自动脱帽提篮】	真空采血管×128 支 适合 3ml【75mm 管高】、5ml【100mm 管高】
NO2: 水平转子	100ml × 16 50ml × 16 15ml(●) × 64 4200rpm 3451xg
NO3: 水平转子(蜂窝吊杯)	5ml【真空管】×148 4200rpm 3648xg
NO4: 角转子	50ml×6 5500rpm 5400xg
NO5: 霉菌反应板	96 孔 x2x2/4 5000rpm 3530xg
电源	AC220V 50Hz
重量	89Kg
电机功率	600W
外形尺寸【长 × 宽 × 高】	600x790x890mm

注: 带(●)为圆底试管,(▲)为尖底试管! 可根据用户要求,定制适配器!



50ml×6



96 孔 x2x2



100ml×16 水平转子



适配器



水平转子



圆吊杯